

車椅子をご使用のお客さまへ

お客さまに安全に愛車をご使用いただくために、
当社車いす安全整備士が点検いたします。

川村義肢 **プロ**
メンテナンス
KAWAMURA Pro MAINTENANCE

手動車椅子点検サービス

お客さまの愛車を
ベストなコンディションに

点検することで急なトラブルを未然に防ぎ、
安全に安心してご使用いただけます。
日常生活はもちろん、ご旅行の前などに
実施されると、出先でも安心です。

キャスターの回転を確認します

ブレーキの調整を行います

各部増し締めを行います

手動車椅子点検サービスでは…

手動車椅子 点検サービス

料金 **¥5,500** (税込)

ご修理の際に、併せて点検させていただきます。

●点検のみご希望の場合は、担当者がご自宅へご訪問・お預かりし、
弊社工場にて車いす安全整備士が点検いたします。

《ご注意点》

- * 別途、出張料がかかる場合がございます。
- * 納期等、詳細は弊社係員までお問い合わせください。

●大東本社でのご来社による点検も可能です。(要予約)

※訪問可能/来社受付時間は平日9:00~17:30までとなります。

※お支払いに関して、市町村からの補助金等は原則ございません。
個人負担にてお支払いいただきます。

✂️ 主な点検部分

- 車輪
タイヤの摩耗や空気圧/リム、スポーク、ハンドリムの破損
- キャスター
キズや摩耗、劣化/回転
- ブレーキ
駐車ブレーキ/制動ブレーキ
フットブレーキ
- フレーム
ヒビや破損/異音やぐらつき
開閉やロック機構
- シート
破損/固定ネジの緩み
- フットサポート
亀裂や破損/緩み
- アームサポート
破損や緩み/可動箇所

上記以外にも、様々な要素からお客さまのご使用状況を
把握し、細部にわたって点検いたします。

*車椅子のタイプによって点検箇所は多少異なります。

k 川村義肢株式会社

<http://www.kawamura-gishi.co.jp/>

川村義肢

検索

- 大東本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL. 072 (875) 8020
- 大阪南営業所 TEL.072 (260) 0133 ●兵庫営業所 TEL.072 (780) 1645
- 京滋営業所 TEL.075 (604) 1551 ●和歌山営業所 TEL.073 (432) 0685